



Compacto, leve, rápido e econômico

- Design compacto: 54.8 cm x 42.2 cm x 38.3 cm.
- Fácil de transportar: peso 23 Kg.
- Executa até 200 testes por hora.
- Volume por reação: 250 μ L.

Composição do Sistema

- 18 posições de amostra (cubeta pediátrica e tubo primário).
- 26 posições de reagentes (frasco de 20 mL).
- Refrigeração dos reagentes.
- 1 Probe de Pipetagem Amostra/Reagente.
- Volume de amostra: 2 - 50 μ L, 0.1 μ L passo.
- Volume de Reagente: 10 - 400 μ L, 1 μ L passo.
- Mixer individual e independente da Probe.
- Detecção Automática de nível de líquido.
- Função de Proteção contra colisão.
- Lavagem interna/externa da Probe.
- Função de detecção de Coágulo.

