



NÚMERO DE REGISTRO ANVISA: 10071770618

Mythic 18

18 parâmetros com 3 DIFF

Leitura de 18 parâmetros com 3 histogramas:

WBC – Leucócitos/Células brancas
LIM % - Porcentagem de linfócitos
LIM # - Valor absoluto de linfócitos
MOM % - Porcentagem de monócitos
MOM # - Valor absoluto de monócitos
GRA % - Porcentagem de Granulócitos
GRA # - Valor absoluto de Granulócitos

RBC – Hemácias/Células vermelhas
HGB - Hemoglobina
HCT - Hematócrito
MCV - Volume Corpuscular Médio
MCH - Hemoglobina Corpuscular Média
MCHC - Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média
RDW - Amplitude da Distribuição de Células Vermelhas

PLT - Plaquetas
MPV - Volume Plaquetário Médio
PDW – Amplitude da Distribuição de Plaquetas
PCT - Plaquetócrito

Especificações

- Velocidade: > 60 amostras/hora
- Volume de amostra: 9,8µL
- Metodologia: impedância (WBC, RBC e PLT) e espectrofotometria (Hb)
- Dimensões: 350x250x340 mm - 9Kg