



NÚMERO DE REGISTRO ANVISA: 10071770608

Mythic 22 AL

22 parâmetros com 5 DIFF e carregamento automático

Especificações

- Leitura de 22 parâmetros com 2 histogramas e 1 scattergrama
- Carregamento e homogeneização automáticos
- Velocidade: > 45 amostras/hora
- Volume de amostra: 18,2 µL
- 10 racks para 5 tubos
- Leitor de código de barras integrado
- Posição de emergência (stat)
- Opção de releitura automática
- Leitura por impedância (WBC, RBC e PLT), espectrofotometria (Hb) e citometria óptica (5 DIFF)
- Dimensões: 400x480x400 mm - 25Kg

