



## Mythic 22 OT/CT

22 parâmetros com 5 DIFF

NÚMERO DE REGISTRO ANVISA: 10071770608

### Leitura de 22 parâmetros com 2 histogramas e 1 scattergrama:

WBC – Leucócitos/Células brancas  
LIM % - Porcentagem de Linfócitos  
LIM # - Valor absoluto de Linfócitos  
MOM % - Porcentagem de Monócitos  
MOM # - Valor absoluto de Monócitos  
NEU% - Porcentagem de Neutrófilos  
NEU# - Valor absoluto de Neutrófilos  
BAS% - Porcentagem de Basófilos  
BAS# - Valor absoluto de Basófilos  
EOS% - Porcentagem de Eosinófilos  
EOS# - Valor absoluto de Eosinófilos

PLT - Plaquetas  
MPV - Volume Plaquetário Médio  
PDW – Amplitude da Distribuição de Plaquetas  
PCT - Plaquetócrito

RBC – Hemácias/Células Vermelhas  
HGB - Hemoglobina  
HCT - Hematócrito  
MCV - Volume Corpuscular Médio  
MCH - Hemoglobina Corpuscular Média  
MCHC - Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média  
RDW - Amplitude da Distribuição de Células Vermelhas

### Especificações

- Velocidade: > 45 amostras/hora
- Volume de amostra 15.7µL
- Metodologia: impedância (WBC, RBC e PLT), espectrofotometria (Hb) e citometria óptica (5 DIFF)
- Dimensões: 350x250x340 mm - 11Kg